

Aspiratore chirurgico d'emergenza



Aidal emergency

aspirazione performante ed immediata, installabile in **ambulanza** per trasporto intra e inter ospedaliero e per l'**emergenza**.

Totalmente progettato e sviluppato in Italia dal team di specialisti in medicina respiratoria di **Air Liquide Medical Systems**, AIDAL Emergency è un aspiratore performante ed affidabile, prodotto con materiali di alta qualità che ne assicurano robustezza e lunga durata. È curato in ogni singolo dettaglio per rendere l'aspirazione facilmente accessibile e per soddisfare le molteplici esigenze degli operatori sanitari in particolar modo **nelle situazioni di trasporto ed emergenza**.



Facile da pulire

- Forma arrotondata e superfici lisce
- Sacca raccogli-secrezioni monouso

Facile da maneggiare

- Leggero e pratico da trasportare
- Impugnatura solida ed ergonomica
- Borsa per il trasporto resistente
- Semplice attacco al supporto a muro

Facile da usare

- Pannello di controllo intuitivo
- 3 spie led indicanti lo stato di carica delle batterie
- Manopola di facile regolazione anche con l'uso di guanti

User Experience

Indicazioni di utilizzo:

- aspirazione endotracheale e bronchiale
- aspirazione per tracheostomia
- aspirazione nasofaringea e orofaringea

Progettato per l'utilizzo in emergenza



- **Borsa** rinforzata e impermeabile con fascia catarifrangente



- **Staffa** per supporto interno durante il trasporto:
 - Resistente a fino a 15G (EN 1789)
 - Aidal si sgancia facilmente in caso di emergenza
 - Funzione di ricarica della batteria integrata

- Vuotometro facile da leggere
- Pulsante On/Off con segnale luminoso
- Comoda manopola per impostare il vuoto



- Spia led verde illuminata quando il dispositivo è collegato alla corrente elettrica
- 3 led (verde, giallo, rosso) segnalano lo stato di carica delle batterie mentre un segnale acustico avverte che l'autonomia di carica è quasi finita e necessita di essere collegata alla corrente



Aidal emergency

Configurazione Aidal Emergency

- Aspiratore
- Sacca monouso
- Vaso riutilizzabile 1 lt
- Filtro antibatterico
- Alimentatore completo di cavo elettrico
- Tubi
- Connettore con valvola di controllo
- Borsa di trasporto
- Sonda d'aspirazione
- Batteria al Litio

Specifiche Tecniche


Flusso	30 l/min
Vuoto	-80 kPa
Sacca monouso	1000 ml
Dimensioni	35 x 14 x 28 cm
Peso	3,6 kg
Tipo di funzionamento	continuo (CA)
Durata della batteria	60 min (a seconda dell'utilizzo)
Modalità di ricarica	rete elettrica - staffa a muro cavo accendisigari 12 V
Indice di Protezione	IP34
Livello di rumorosità a 1 metro	55,5 dBA

**Aidal Emergency è disponibile con o senza staffa
per il posizionamento a parete in ambulanza**

Accessori monouso

- Sacca monouso
- Kit tubi e filtro

Contatti

 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via dei Prati 62
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2000551

www.device.airliquidehealthcare.com/it

 **Air Liquide**
HEALTHCARE

 **CE** 0051

Air Liquide Healthcare è leader mondiale nel settore dei gas medicali, dell'assistenza sanitaria domiciliare, dei prodotti per l'igiene e degli ingredienti specifici per la sanità. L'obiettivo della società è di fornire ai clienti continuità nelle terapie, dall'ospedale al proprio domicilio con prodotti medicali, ingredienti speciali e servizi che contribuiscono a proteggere le vite vulnerabili.