

Respireo

Hospital F

Non Vented Disposable






Maschera
monouso

La soluzione nata dalla nostra provata esperienza
nella ventilazione non invasiva



- Ideale per una confortevole ventilazione non invasiva
- Garantisce la completa sicurezza per il paziente
- Permette di ottimizzare i tempi semplificando la tracciabilità
- Maschera disponibile in 3 misure
- Misuratore applicato sulla confezione
- Il kit comprende maschera, cuscino e cuffia assemblati

Indicazioni per l'applicazione



- Silicene biocompatibile
- Senza ftalati
- Senza lattice

Respireo Hospital F

Vented Disposable

- Disponibile anche nella versione **vented**
- Caratteristiche tecniche identiche a Respireo Hospital F Non Vented Disposable
- Indicazioni per l'applicazione: vedi copertina



Compatibilità con i ventilatori

	Monnal T50 	Monnal T60 	Monnal T75 	Extend 	Ventilatori (con valvola) 	Apparecchi CPAP e Bi-level 
Respireo Hospital Non Vented	✓	✓	✓	✓	✓	X
Respireo Hospital Vented	X	X	X	X	X	✓

Codici prodotto

Taglia

472542	Respireo Hospital F Non Vented Disposable	S
472543	Respireo Hospital F Non Vented Disposable	M
472544	Respireo Hospital F Non Vented Disposable	L
472539	Respireo Hospital F Vented Disposable	S
472540	Respireo Hospital F Vented Disposable	M
472541	Respireo Hospital F Vented Disposable	L

Respireo
Hospital F
Non Vented Disposable

Respireo
Hospital F
Vented Disposable



AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l. - Via dei Prati 62 - 25073 Bovezzo (Brescia) Italy
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2000551 - www.device.airliquidehealthcare.com/it

Leggere attentamente le istruzioni d'uso. Dispositivo medico classe IIa  0051