

Alpha 300

Il dispositivo di riferimento
per la terapia respiratoria



Alpha 300

Ginnastica respiratoria



Alpha 300 è un **ventilatore a pressione positiva intermittente** che rende il **paziente attivo e sensibile alla propria terapia**. Lavorando sulla respirazione, **la funzione respiratoria del paziente viene migliorata** attraverso una pressione positiva impostata.

Per quali patologie è indicato:

- Malattie neuro-muscolari e altre malattie di tipo degenerativo
- BPCO e fibrosi cistica
- Trattamenti pre e post operatori



Disostruzione Bronchiale

Ottimizzazione della funzione respiratoria

Prevenzione dei disturbi respiratori



Indicato per i pazienti che non sono in grado di espirare in maniera efficace. Possono utilizzare l'apparecchio per disostruire i polmoni.

Adatto ai pazienti che non sono in grado di mantenere spontaneamente la loro funzione respiratoria.

Indicato per i pazienti costretti a un'immobilizzazione che altera la loro funzione respiratoria.



Insufflazione nei polmoni di un grande volume di aria per facilitare la rimozione delle secrezioni tramite la tosse, migliorando l'efficacia dell'espirazione.

Superare la massima capacità inspiratoria.

Reclutamento delle aree polmonari mal ventilate o non ventilate.



Mobilizza le secrezioni più profonde:

- Aumenta l'espettorato
- Riduce lo sforzo di drenaggio
- Rende autonomo il paziente

Recupero e miglioramento della capacità vitale.

Miglioramento dell'espansione polmonare e dell'ematosi tramite il reclutamento alveolare.

I punti di forza di Alpha 300:

- Adatto a bambini e adulti
- Utilizzabile in ospedale, in fisioterapia e a domicilio
- Sedute rapide da 5 a 30 minuti
- Dispositivo affidabile e robusto
- Visualizzazione del volume espirato
- Monitoraggio completo della seduta su schermo LCD

Strumento ideale per una rieducazione respiratoria autonoma.



Codici:

Alpha 300	KC039600
Circuito senza nebulizzatore (x20)	038-35-323A
Circuito con nebulizzatore (x20)	038-35-323B
Boccali	1930000

Distribuito da:
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via dei Prati 62
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11
Fax +39 030 2000551

www.device.airliquidehealthcare.com/it

Air Liquide
HEALTHCARE

Rimborsato in alcuni casi dagli enti di assicurazione sanitaria: consultare le modalità sul sito ameli.fr. Leggere attentamente il manuale d'uso.