

# Alnest N1 Silent\*

3 cuffie  
3 cuscini  
1 corpo principale



Codice prodotto	Descrizione	Taglia
472367	Alnest N1 Silent	S
472368	Alnest N1 Silent	M
472369	Alnest N1 Silent	L

#### Componenti di ricambio:

472478	Cuscino Alnest N1 Silent	S
472479	Cuscino Alnest N1 Silent	M
472480	Cuscino Alnest N1 Silent	L
472481	Cuffia Univeo Delta	S
472482	Cuffia Univeo Delta	M
472485	Cuffia Univeo Delta	L
472483	Raccordo girevole	-



Guarda  
il video

YN094812 - February version 2022 - Photos: © Air Liquide - Design: CHANHTH - cod. 810437 09/2023

# Alnest N1 Silent



Silenziosa e intuitiva

 **Air Liquide**  
HEALTHCARE

#### Prodotto da:

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.  
Via dei Prati, 62  
25073 - Bovezzo (BS) ITALY

it.medicaldevice.airliquide.com

Alnest N1 è una maschera nasale riutilizzabile con fori di esalazione calibrati (Vented), destinata ad essere usata a domicilio o in ambiente ospedaliero da più pazienti adulti (peso superiore a 30 kg, a cui sia stata prescritta una terapia di ventilazione non invasiva a pressione positiva (NPPV), per esempio una terapia delle vie aeree a pressione continua positiva (CPAP) o Bilevel (BiPAP).

\*Dispositivo medico classe IIa CE005). Leggere attentamente il manuale d'uso.

 **Air Liquide**  
HEALTHCARE



# Cuffia UNIVEO Δ

**La prima cuffia  
innovativa  
progettata per  
aiutare il paziente**

**Quick Adjust, il sistema  
per la regolazione della  
cuffia Univeo Delta  
(brevetto depositato)**

**Funzione di  
regolazione rapida  
con segni per la regolazione**

**Facile da maneggiare e regolare**

**Tessuto morbido  
e senza cuciture**

**Disponibile  
in due colori**



**Segni per la regolazione  
sulla fascia inferiore**

Facilita il posizionamento e la  
regolazione della cuffia  
► **aiuta a regolare la maschera  
e ne consente una migliore  
aderenza**

## Una generazione di maschere innovative

### Cuffia Univeo Delta

Dotata di sistema **Quick Adjust**  
con segni per la regolazione

Una cuffia progettata per aiutare i  
pazienti

Disponibile nelle taglie S, M, L

**Corpo principale**  
Essenziale e leggero,  
accoppiamento ottimale

**Quiet Flow**  
Sistema di esalazione che  
garantisce un silenzio ottimale.  
Livello di pressione sonora di  
soli  $12.3 \pm 3.2$  dB(A).



**Aggancio del cuscino**  
Sistema a prova di errore

**Cuscino**  
Tenuta e comfort ottimali.  
Disponibile nelle taglie S, M ed L.

**Ganci ergonomici**  
Montaggio e smontaggio rapidi  
della cuffia.

