

Respireo

Primo P



Semplice e ergonomica, Respireo Primo P è una **maschera a cuscinetti nasali**, silenziosa e facile da usare.

Disponibile nella versione Vented e Non Vented, è particolarmente adatta a pazienti che desiderano mantenere libertà di movimento.

È stata progettata anche per pazienti sensibili alla pressione esercitata sul ponte nasale e/o sulla fronte, che soffrono di claustrofobia o che hanno i baffi.

Semplice
e ergonomica

 **Air Liquide**
HEALTHCARE

Respireo

Primo P

Tubo rotante

- Sistema di giunzione sferica mobile a 360°
- 4 punti di fissaggio (sulla parte superiore della testa, sui lati o lasciati liberi)



Cuffia comoda e stabile

- L'angolo tra i due punti di regolazione fornisce stabilità sulla testa e impedisce alla cinghia superiore di scivolare dietro la testa
- 2 punti di regolazione (parte superiore e inferiore della testa) per una migliore vestibilità



Cuscino ergonomico

- Cuscinetti nasali sagomati per una tenuta ottimale
- Montaggio semplice del cuscino, grazie al sistema anti-sbaglio
- Adatto alla morfologia di tutti i pazienti (3 taglie disponibili)



Perdite silenziose e diffuse



Respireo Primo P è disponibile anche nella versione **Non Vented**

Codici	Descrizione	Taglia
472105	Respireo Primo P	-
472106	Respireo Primo P Non Vented	-

Componenti di ricambio:

472210	Cuscino Respireo Primo P (x10)	S
472211	Cuscino Respireo Primo P (x10)	M
472212	Cuscino Respireo Primo P (x10)	L
	Corpo principale Respireo Primo P (x10)	-
	Assieme tubo Respireo Primo P Vented (x10)	-
	Assieme tubo Respireo Primo P Non Vented (x10)	-

Air Liquide
HEALTHCARE

Prodotto da

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY
Tel. +39 030.201.59.11 - Fax +39 030.2000551
it.medicaldevice.airliquide.com

Respireo Primo P è una maschera a cuscinetti nasali riutilizzabile con fori di esalazione calibrati (Vented), destinata ad essere usata a domicilio o in ambiente ospedaliero da un singolo paziente adulto (peso superiore a 30 kg) a cui sia stata prescritta una terapia di ventilazione non invasiva a pressione positiva (NPPV), per esempio una terapia delle vie aeree a pressione continua positiva (CPAP) o Bilevel (BiPAP).

Respireo Primo P Non Vented è una maschera a cuscinetti nasali riutilizzabile senza fori di esalazione calibrati, destinata ad essere usata a domicilio o in ambiente ospedaliero da un singolo paziente adulto (peso superiore a 30 kg) in ventilazione non invasiva controllata a pressione positiva (NPPV).

Dispositivi medici di classe IIa. Leggere le istruzioni d'uso.