

Respireo **SOFT**  
Facial



Comodità con semplicità

# Respireo SOFT Facial



## Cuffia UNIVEO


- 5 punti di regolazione per una stabilità e una distribuzione uniforme dei punti di pressione

Auto-regolazione dell'inclinazione del **braccio frontale** grazie all'ammortizzatore in silicone

## Cuscino morbido

- Sviluppato in stretta collaborazione con esperti del settore
- Assicura equilibrio tra flessibilità e stabilità, fornendo una tenuta affidabile a pressioni variabili e confort per il paziente

Disponibile in 3 taglie (S, M e L)



## Corpo maschera sottile e flessibile

- Fornisce un campo visivo libero
- Perfetta aderenza del cuscino al viso del paziente grazie alla flessibilità del braccio frontale


## Perdite silenziose

- Garantisce un ricircolo di CO<sub>2</sub> per un'esperienza di sonno confortevole per il paziente e il suo/la sua partner



## Raccordo angolato rotante 360°

- Consente una maggiore libertà di movimento per ridurre al minimo qualsiasi interruzione durante il sonno del paziente



Respireo SOFT Facial è disponibile anche nella versione **Non Vented**

## Uncini ergonomici

- Per un rapido montaggio e smontaggio della cuffia UNIVEO

Codici	Descrizione	Taglia
472548	Respireo SOFT Facial	S
472549	Respireo SOFT Facial	M
472550	Respireo SOFT Facial	L
472551	Respireo SOFT Facial Non Vented	S
472552	Respireo SOFT Facial Non Vented	M
472553	Respireo SOFT Facial Non Vented	L

## Componenti di ricambio

472471	Cuffia UNIVEO	-
472633	Cuscino oro-nasale	S
472634	Cuscino oro-nasale	M
472635	Cuscino oro-nasale	L
472483	Raccordo girevole grigio*	-

Inquadra qui per maggiori informazioni



**Air Liquide**  
HEALTHCARE

## Prodotto da

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.  
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY  
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY  
Tel. +39 030.201.59.11 - Fax +39 030.2000551  
it.medicaldevice.airliquide.com

Respireo SOFT Facial è una maschera oronasale riutilizzabile con fori di esalazione calibrati (Vented), destinata ad essere usata a domicilio o in ambiente ospedaliero da più pazienti adulti (peso superiore a 30 kg) a cui sia stata prescritta una terapia di ventilazione non invasiva a pressione positiva (NPPV), per esempio una terapia delle vie aeree a pressione continua positiva (CPAP) o Bilevel (BiPAP).

Respireo SOFT Facial Non Vented è una maschera oronasale riutilizzabile senza fori di esalazione calibrati, destinata ad essere usata a domicilio o in ambiente ospedaliero da più pazienti adulti (peso superiore a 30 kg) in ventilazione non invasiva controllata a pressione positiva (NPPV).

Dispositivi medici di classe IIa CE0051. Leggere le istruzioni per l'uso.

\* Questo componente di ricambio è solo per la versione Vented.