

Respireo 

Respireo 
Primo 



Respireo N e Respireo Primo N sono **maschere nasali** facili e comode da usare adatte a pazienti a cui sia stata prescritta una terapia di ventilazione non invasiva a pressione positiva (NPPV).


Queste maschere **made in Italy** forniscono design di qualità, garantendo ogni giorno comfort per i pazienti.

Semplice
e confortevole

 **Air Liquide**
HEALTHCARE

Respireo

Respireo Primo



• Il **frontalino in silicone** fornisce stabilità mentre allevia la pressione esercitata sul ponte nasale



• **Manopola di regolazione** progettata per regolare il frontalino in 16 posizioni differenti

• Il **cuscino in silicone a doppio labbro** fornisce una tenuta ottimale, adattandosi al viso del paziente



• La **maschera** è composta da 3 componenti (il corpo, il raccordo angolato e il cuscino) che la rendono semplice da montare e smontare, ai fini della pulizia quotidiana



• Gli **uncini** rendono la maschera facile da indossare e veloce da rimuovere in caso di emergenza

4 punti di regolazione per distribuire al meglio la pressione



Codice	Descrizione	Taglia
472333	Respireo N	S
472334	Respireo N	M
472335	Respireo N	L
472336	Respireo N	XL
472344	Respireo Primo N	S
472345	Respireo Primo N	M
472346	Respireo Primo N	L
472347	Respireo Primo N	XL

Componenti di ricambio:

472459	Cuscino Respireo N/Primo N (x10)	S
472461	Cuscino Respireo N/Primo N (x10)	M
472463	Cuscino Respireo N/Primo N (x10)	L
472439	Cuscino Respireo N/Primo N (x10)	XL
472412	Raccordo angolato (Respireo Blue Non Vented Elbow) *	-
472456	Cuffia generica	-

Air Liquide
HEALTHCARE

DESTINAZIONE D'USO

Il presente dispositivo medico appartiene alla categoria "Maschere per ventilazione non invasiva e relativi raccordi", la quale include maschere nasali, a cuscinetti nasali e oronasali, insieme ai relativi raccordi, destinate ad essere usate a domicilio o in ambiente ospedaliero da uno o più pazienti che necessitano di terapia di ventilazione non invasiva a pressione positiva (NPPV).

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZATORI PREVISTI

Respireo N / Primo N è una maschera nasale riutilizzabile con fori di esalazione calibrati (Vented), destinata ad essere usata a domicilio o in ambiente ospedaliero da un singolo paziente adulto (peso superiore a 30 kg) a cui sia stata prescritta una terapia di ventilazione non invasiva a pressione positiva (NPPV), per esempio una terapia delle vie aeree a pressione continua positiva (CPAP) o Bilevel (BiPAP).

Dispositivi medici di classe IIa CE0051. Leggere le istruzioni per l'uso.

*Dispositivo medico che cambia la destinazione d'uso della maschera nella seguente:

Respireo Primo N con montato il raccordo angolato Respireo Blue Non Vented Elbow è una maschera nasale riutilizzabile senza fori di esalazione calibrati, destinata ad essere usata a domicilio o in ambiente ospedaliero da più pazienti adulti (peso superiore a 30 kg) in ventilazione non invasiva controllata a pressione positiva (NPPV).

Prodotto da

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY
Tel. +39 030.201.59.11
it.medicaldevice.airliquide.com