

Respireo

Primo **F**



Semplice e conveniente, Respireo Primo F è una **maschera oro-nasale** regolabile e facile da usare.

Disponibile nelle versioni Vented e Non Vented questa maschera soddisfa tutte le esigenze e garantisce un comfort ottimale per i pazienti.

È particolarmente adatta per pazienti che respirano con la bocca aperta e per trattamenti ad alte pressioni.



Semplice
e conveniente

 **Air Liquide**
HEALTHCARE

Respireo

Primo F





Cuscino a doppio labbro

- Il cuscino in silicone offre una tenuta ottimale adattandosi al viso del paziente




Supporto frontale regolabile

- La manopola di regolazione consente un adattamento personalizzato del frontalino in silicone sulla fronte del paziente, per stabilizzare la maschera e per ridurre la pressione esercitata




Clip a forma di "V"

- Questo sistema di fissaggio facilita la connessione e la rimozione della cuffia in caso di emergenza



Questa maschera è disponibile anche in **versione Non Vented**



Perdite diffuse e silenziose

4 punti di regolazione per una maggiore stabilità e una distribuzione uniforme dei punti di pressione



Codice	Descrizione	Taglia
472530	Respireo Primo F	S
472531	Respireo Primo F	M
472532	Respireo Primo F	L
472533	Respireo Primo F Non Vented	S
472534	Respireo Primo F Non Vented	M
472535	Respireo Primo F Non Vented	L

Componenti di ricambio:

472615	Cuscino Respireo Primo F/Hospital F (x10)	S
472616	Cuscino Respireo Primo F/Hospital F (x10)	M
472617	Cuscino Respireo Primo F/Hospital F (x10)	L
472456	Cuffia generica	-

Air Liquide
HEALTHCARE

DESTINAZIONE D'USO

Il presente dispositivo medico appartiene alla categoria "Maschere per ventilazione non invasiva e relativi raccordi", la quale include maschere nasali, a cuscinetti nasali e oronasali, insieme ai relativi raccordi, destinate ad essere usate a domicilio o in ambiente ospedaliero da uno o più pazienti che necessitano di terapia di ventilazione non invasiva a pressione positiva (NPPV).

INDICAZIONI D'USO E UTILIZZATORI PREVISTI

Respireo Primo F è una maschera oronasale riutilizzabile con fori di esalazione calibrati (Vented), destinata ad essere usata a domicilio o in ambiente ospedaliero da un singolo paziente adulto (peso superiore a 30 kg) a cui sia stata prescritta una terapia di ventilazione non invasiva a pressione positiva (NPPV), per esempio una terapia delle vie aeree a pressione continua positiva (CPAP) o Bilevel (BiPAP).

Respireo Primo F Non Vented è una maschera oronasale riutilizzabile senza fori di esalazione calibrati, destinata ad essere usata a domicilio o in ambiente ospedaliero da un singolo paziente adulto (peso superiore a 30 kg) in ventilazione non invasiva controllata a pressione positiva (NPPV).

Dispositivi medici di classe IIa CE0051. Leggere le istruzioni per l'uso.

Prodotto da

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY
Tel. +39 030.201.59.11
it.medicaldevice.airliquide.com