

Catalogo maschere

Maschere e accessori
per il trattamento domiciliare



Made in Italy

Come scegliere la maschera giusta?

Nella ventilazione, la scelta di una maschera comoda ed efficiente è il primo passo per procedere al corretto trattamento. Per soddisfare perfettamente le esigenze specifiche di ogni paziente, sono disponibili diversi tipi di maschere: nasali, oronasali, a cuscinetti nasali e quelle specifiche per pazienti pediatrici.

La scelta della giusta tipologia di maschera e la sua installazione e regolazione sono fattori determinanti per la terapia del paziente. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che una maschera mal tollerata è associata a una riduzione dell'accettazione terapeutica con CPAP^{1,2}.



La **maschera nasale**, spesso utilizzata come primo trattamento per l'apnea notturna, copre solo il naso ed è consigliata per i pazienti che normalmente respirano solamente con il naso quando dormono.



Di dimensioni maggiori, la **maschera oronasale** copre sia il naso che la bocca. È ideale per i pazienti che respirano con la bocca o soffrono di congestione nasale frequente.



La **maschera a cuscinetti nasali** ha due terminali che si adattano alle narici. È ideale per i pazienti che soffrono di claustrofobia, infastiditi dai punti di appoggio, o che desiderano mantenere la libertà e autonomia nelle loro attività.



Le **maschere pediatriche** sono specificamente progettate per i neonati e bambini che necessitano di ventilazione non invasiva, come parte del trattamento per l'apnea notturna o altri disturbi respiratori.


¹Borel JC, Tamisier R, Dias-Domingos S. Il tipo di maschera può influire sull'aderenza alla pressione positiva delle vie aeree nei pazienti apnoici. PLoS One 2013;8:e64382.

²Lebret L, Arno I, Martinot JB. Determinanti di perdite involontarie durante il trattamento con CPAP in OSA. Chest 2018 Apr;153(4):834-842

Alnest™, garantire comfort ai pazienti



Morbidezza



Segni per la regolazione



Silenziosità

Con l'obiettivo di fornire un'esperienza migliorata al paziente, Air liquide Medical System ha lanciato una **nuova generazione di maschere** per l'apnea del sonno e la ventilazione: Alnest™.

La gamma Alnest™ mira a fornire un maggiore comfort al paziente per **contribuire alla buona accettazione del trattamento**.

Come parte dello sviluppo delle nostre maschere Alnest™, abbiamo concentrato i nostri sforzi sull'ottimizzazione della **morbidezza dei nostri cuscinetti di nuova generazione**, la **facilità di installazione ed utilizzo** per il paziente e la **riduzione del rumore associato alle perdite intenzionali**.

Questi tre principi fondamentali ci consentono di offrire maschere che rendono il trattamento più piacevole nella quotidianità per il paziente e il suo partner.



Alnest N1 Silent

Silenziosa e intuitiva

Alnest N1 Silent

4 TAGLIE

Clip a sgancio rapido

Facile da montare grazie al sistema antisbaglio visivo e tattile.

Raccordo Quiet Flow

La funzione che garantisce il massimo della silenziosità con solo $20,6 \pm 3,2$ dB(A) di potenza sonora.

Connettore

472483	Raccordo girevole
--------	-------------------

Codice	Descrizione	Taglia
472367	ALNEST™ N1 Silent	S
472368	ALNEST™ N1 Silent	M
472369	ALNEST™ N1 Silent	L
472356	ALNEST™ N1 Silent	XL

Alnes™ N1 Silent presenta un design che combina **silenziosità, stabilità e facilità d'utilizzo**.

Grazie alla sua tecnologia Quiet Flow, è **una delle maschere più silenziose sul mercato**, rendendola la scelta migliore per il trattamento delle apnee notturne.

Cuscino in materiale morbido di nuova generazione

Garantisce una tenuta ottimale e una comoda aderenza al viso del paziente.

472478	N1 & N1 Silent cuscino - S
472479	N1 & N1 Silent cuscino - M
472480	N1 & N1 Silent cuscino - L
472498	N1 & N1 Silent cuscino - XL



Cuffia Univeo™ Delta

La prima cuffia innovativa che integra il sistema di segni per la regolazione Quick Adjust (brevettato), progettata per facilitare al paziente l'adattamento e la regolazione della maschera.

472481	Cuffia Univeo™ Delta - S
472482	Cuffia Univeo™ Delta - M
472485	Cuffia Univeo™ Delta - L



Guarda il video per ulteriori informazioni



Alnest MC1

Leggera e intuitiva

Alnest MC1



2 TAGLIE

Con soli 42 g, Alnest™ MC1 è **una delle maschere nasali a contatto minimo più leggere su mercato**, offrendo un design compatto e una soluzione meno invasiva per i pazienti. L'assenza di supporto frontale offre un **campo visivo libero**, consentendo ai pazienti di indossare occhiali, leggere o guardare la televisione prima di dormire.

Cuscinetto nasale a contatto minimo

Realizzato in morbido silicone e posto sotto il naso, si adatta alla forma del viso e riduce la formazione di segni rossi e punti di pressione sul ponte nasale.

472228	MC1 cuscino - S
472229	MC1 cuscino - M/L

Cuffia minimale con sistema Quick Adjust

Creato per aiutare i pazienti a regolare correttamente la maschera grazie a un sistema innovativo e brevettato di segni per la regolazione.

Easy-Peel

Maneggevole e facile da afferrare anche per pazienti poco abili.

Poka Yoke

Facile da montare grazie al sistema antisbaglio visivo e tattile.

Connettore

472483	Raccordo girevole
--------	-------------------



Tubo ultra flessibile

Guarda il video per ulteriori informazioni



Codice	Descrizione	Taglia
472113	ALNEST™ MC1	S
472114	ALNEST™ MC1	M-L



Respireo SOFT Facial

La semplicità nel comfort

Respireo SOFT Facial



3 TAGLIE

Respireo™ SOFT Facial è una maschera oronasale, disponibile in versione Vented e Non Vented, progettata per **trattamenti a pressioni elevate** e per pazienti che respirano con la bocca. Combina **tenuta, stabilità** e **facilità d'utilizzo** per offrire un trattamento efficace per i pazienti.

Cuscinetto MORBIDO

Un equilibrio tra morbidezza e adesione per garantire una buona stabilità e tenuta affidabile anche a pressioni elevate di ventilazione.

472633	Respireo™ SOFT Facial cuscino - S
472634	Respireo™ SOFT Facial cuscino - M
472635	Respireo™ SOFT Facial cuscino - L

Cuffia Univeo™

5 punti di regolazione per una buona stabilità periferica e una distribuzione omogenea della pressione.

472471	Cuffia Univeo™	Taglia unica
--------	----------------	--------------

Raccordo girevole a 360°

Disponibile anche in versione Non Vented.



Connettore

472483	Raccordo girevole
--------	-------------------

Corpo maschera sottile e flessibile

Aderenza ottimale sul viso del paziente grazie al cuscinetto in silicone e alla flessibilità della parte frontale.

Codice	Descrizione	Taglia
472548	Respireo™ SOFT Facial	S
472549	Respireo™ SOFT Facial	M
472550	Respireo™ SOFT Facial	L
472551	Respireo™ SOFT Facial Non Vented	S
472552	Respireo™ SOFT Facial Non Vented	M
472553	Respireo™ SOFT Facial Non Vented	L

Guarda il video per ulteriori informazioni





Respireo
Primo P

Semplice ed ergonomica

Respireo
Primo P

**Confezione con
cuscinetto in
3 TAGLIE**

Disponibile in versione Vented e Non Vented, Respireo™ Primo P è una maschera a cuscinetti nasali **facile da utilizzare**. Grazie al suo **design ergonomico**, è una **soluzione minimalista** ideale per i pazienti affetti da claustrofobia, sensibili ai punti di pressione, o che cercano di mantenere la loro libertà e autonomia nelle attività quotidiane.

Tubo rotante a 360°

472214	Assieme tubo Respireo™ Primo P Vented x10
472215	Assieme tubo Respireo™ Primo P Non Vented x10

**Cuffia in tessuto
traspirante**

Disegnata per evitare che scivoli dietro la testa, con doppia regolazione della cuffia (superiore e posteriore).

472213	Montaggio corpo principale Respireo™ Primo P x10
--------	--



Perdite diffuse e silenziose
Disponibile anche nella versione Non Vented.



Cuscinetto ergonomico

Terminali con bordi larghi per una tenuta ottimale. Facile da montare grazie al sistema antisbaglio visivo e tattile.

472210	Cuscino Respireo™ Primo P x10	S
472211	Cuscino Respireo™ Primo P x10	M
472212	Cuscino Respireo™ Primo P x10	L

Guarda il video per ulteriori informazioni



Codice	Descrizione	Taglia
472105	Respireo™ Primo P	-
472106	Respireo™ Primo P Non Vented	-



Alnest **SOFT**
Baby



Per il respiro dei piccoli esploratori

Alnest **SOFT** Baby



3 TAGLIE

Le maschere Alnest™ SOFT Pediatrics™ sono state sviluppate **in collaborazione con pediatri** esperti al fine di soddisfare le specifiche esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. **Innovazione, comfort e praticità** d'uso sono i tre punti cardine di queste maschere.


La gamma Alnest™ SOFT Baby, si adatta perfettamente ai bambini aventi un peso compreso **tra i 3 e i 12 kg**, offre un design ergonomico che **si adatta alla delicata struttura ossea** e alla pelle delicata dei neonati.

I **materiali morbidi** garantiscono un livello ottimale di comfort senza parti rigide a contatto con la pelle.

Regolazione della cuffia su 5 punti

Distribuisce in modo uniforme la pressione sulla testa per una stabilità ottimale.

472715	Cuffia Alnest™ SOFT Baby	XXS
472701	Cuffia Alnest™ SOFT Baby	XS
472702	Cuffia Alnest™ SOFT Baby	S



Tubo e raccordo girevole a 360°

Disponibile anche nella **versione Non Vented**.

472709	Assieme tubo Pediatric Vented x10
472710	Assieme tubo Pediatric Non Vented x10



Cuscinetto extra sottile

Senza parti rigide a contatto con la pelle, garantisce una tenuta ottimale riducendo i punti di pressione.

Codice	Descrizione	Taglia
472716	Alnest™ SOFT Baby	XXS
472700	Alnest™ SOFT Baby	XS
472703	Alnest™ SOFT Baby	S
472717	Alnest™ SOFT Baby Non Vented	XXS
472704	Alnest™ SOFT Baby Non Vented	XS
472705	Alnest™ SOFT Baby Non Vented	S

Guarda il video per ulteriori informazioni





Alnest **SOFT**
Child

Per il respiro dei piccoli esploratori

Alnest **SOFT**
Child



**TAGLIA
UNICA**

Quando crescono, i bambini cambiano e contemporaneamente anche i loro visi. La gamma Alnest™ SOFT CHILD è ideale per i **bambini aventi un peso compreso tra 12 e 25 kg** ed è stata progettata per adattarsi a **questa fase di sviluppo**.

Regolazione della cuffia su 5 punti

Distribuisce in modo uniforme la pressione sulla testa per una stabilità ottimale.

472714 Cuffia Alnest™ SOFT Child Taglia unica

Tubo e raccordo girevole a 360°

Disponibile anche nella versione Non Vented.

472709	Assieme tubo Pediatric Vented x10
472710	Assieme tubo Pediatric Non Vented x10

Collegamento della cuffia tramite ganci

Cuscinetto extra sottile

Interamente realizzata in silicone, si adatta alla morfologia del bambino garantendo una tenuta ottimale.

Guarda il video per ulteriori informazioni



Codice	Descrizione	Taglia
472711	Alnest™ SOFT Child	Taglia unica
472712	Alnest™ SOFT Child Non Vented	Taglia unica



AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY
Tel. +39 030.201.59.11
it.medicaldevice.airliquide.com



Dispositivi medici di classe IIa CE0051.
Leggere le istruzioni per l'uso.