

## Catalogo maschere

Maschere e accessori  
per il trattamento domiciliare



Made in Italy

## Come scegliere la maschera giusta?

**Nella ventilazione, la scelta di una maschera comoda ed efficiente è il primo passo per procedere al corretto trattamento.** Per soddisfare perfettamente le esigenze specifiche di ogni paziente, sono disponibili diversi tipi di maschere: nasali, oronasali, a cuscinetti nasali e quelle specifiche per pazienti pediatrici.

La scelta della giusta tipologia di maschera e la sua installazione e regolazione sono fattori determinanti per la terapia del paziente. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che una maschera mal tollerata è associata a una riduzione dell'accettazione terapeutica con CPAP<sup>1,2</sup>.



La **maschera nasale**, spesso utilizzata come primo trattamento per l'apnea notturna, copre solo il naso ed è consigliata per i pazienti che normalmente respirano solamente con il naso quando dormono.



Di dimensioni maggiori, la **maschera oronasale** copre sia il naso che la bocca. È ideale per i pazienti che respirano con la bocca o soffrono di congestione nasale frequente.



La **maschera a cuscinetti nasali** ha due terminali che si adattano alle narici. È ideale per i pazienti che soffrono di claustrofobia, infastiditi dai punti di appoggio, o che desiderano mantenere la libertà e autonomia nelle loro attività.




Le **maschere pediatriche** sono specificamente progettate per i neonati e bambini che necessitano di ventilazione non invasiva, come parte del trattamento per l'apnea notturna o altri disturbi respiratori.

<sup>1</sup>Borel JC, Tamisier R, Dias-Domingos S. Il tipo di maschera può influire sull'aderenza alla pressione positiva delle vie aeree nei pazienti apnoici. PLoS One 2013;8:e64382.

<sup>2</sup>Lebret L, Arno I, Martinot JB. Determinanti di perdite involontarie durante il trattamento con CPAP in OSA. Chest 2018 Apr;153(4):834-842



Morbidezza



Segni per la regolazione



Silenziosità

## Alnest™, garantire comfort ai pazienti

Con l'obiettivo di fornire un'esperienza migliorata al paziente, Air liquide Medical System ha lanciato una **nuova generazione di maschere** per l'apnea del sonno e la ventilazione: Alnest™.

La gamma Alnest™ mira a fornire un maggiore comfort al paziente per **contribuire alla buona accettazione del trattamento**.

Come parte dello sviluppo delle nostre maschere Alnest™, abbiamo concentrato i nostri sforzi sull'ottimizzazione della **morbidezza dei nostri cuscinetti di nuova generazione**, la **facilità di installazione ed utilizzo** per il paziente e la **riduzione del rumore associato alle perdite intenzionali**.

Questi tre principi fondamentali ci consentono di offrire maschere che rendono il trattamento più piacevole nella quotidianità per il paziente e il suo partner.



# Alnest N1 Silent

Silenziosa e intuitiva

## Alnest N1 Silent

4 TAGLIE

### Clip a sgancio rapido

Facile da montare grazie al sistema antisbaglio visivo e tattile.

### Raccordo Quiet Flow

La funzione che garantisce il massimo della silenziosità con solo  $20,6 \pm 3,2$  dB(A) di potenza sonora.

### Connettore

472483	Raccordo girevole
--------	-------------------

Codice	Descrizione	Taglia
472367	ALNEST™ N1 Silent	S
472368	ALNEST™ N1 Silent	M
472369	ALNEST™ N1 Silent	L
472356	ALNEST™ N1 Silent	XL

Alnes™ N1 Silent presenta un design che combina **silenziosità, stabilità e facilità d'utilizzo**.

Grazie alla sua tecnologia Quiet Flow, è **una delle maschere più silenziose sul mercato**, rendendola la scelta migliore per il trattamento delle apnee notturne.

### Cuscino in materiale morbido di nuova generazione

Garantisce una tenuta ottimale e una comoda aderenza al viso del paziente.

472478	N1 & N1 Silent cuscino - S
472479	N1 & N1 Silent cuscino - M
472480	N1 & N1 Silent cuscino - L
472498	N1 & N1 Silent cuscino - XL



### Cuffia Univeo™ Delta

La prima cuffia innovativa che integra il sistema di segni per la regolazione Quick Adjust (brevettato), progettata per facilitare al paziente l'adattamento e la regolazione della maschera.

472481	Cuffia Univeo™ Delta - S
472482	Cuffia Univeo™ Delta - M
472485	Cuffia Univeo™ Delta - L



Guarda il video per ulteriori informazioni



# Alnest MC1

Leggera e intuitiva

## Alnest MC1



2 TAGLIE

Con soli 42 g, Alnest™ MC1 è **una delle maschere nasali a contatto minimo più leggere su mercato**, offrendo un design compatto e una soluzione meno invasiva per i pazienti. L'assenza di supporto frontale offre un **campo visivo libero**, consentendo ai pazienti di indossare occhiali, leggere o guardare la televisione prima di dormire.

### Cuscinetto nasale a contatto minimo

Realizzato in morbido silicone e posto sotto il naso, si adatta alla forma del viso e riduce la formazione di segni rossi e punti di pressione sul ponte nasale.

472228	MC1 cuscino - S
472229	MC1 cuscino - M/L

### Cuffia minimale con sistema Quick Adjust

Creato per aiutare i pazienti a regolare correttamente la maschera grazie a un sistema innovativo e brevettato di segni per la regolazione.

### Easy-Peel

Maneggevole e facile da afferrare anche per pazienti poco abili.

### Poka Yoke

Facile da montare grazie al sistema antisbaglio visivo e tattile.

### Connettore

472483	Raccordo girevole
--------	-------------------



Tubo ultra flessibile

Guarda il video per ulteriori informazioni

Codice	Descrizione	Taglia
472113	ALNEST™ MC1	S
472114	ALNEST™ MC1	M-L





## Respireo SOFT Facial

La semplicità nel comfort

## Respireo SOFT Facial



3 TAGLIE

Respireo™ SOFT Facial è una maschera oronasale, disponibile in versione Vented e Non Vented, progettata per **trattamenti a pressioni elevate** e per pazienti che respirano con la bocca. Combina **tenuta, stabilità** e **facilità d'utilizzo** per offrire un trattamento efficace per i pazienti.

### Cuscinetto MORBIDO

Un equilibrio tra morbidezza e adesione per garantire una buona stabilità e tenuta affidabile anche a pressioni elevate di ventilazione.

472633	Respireo™ SOFT Facial cuscino - S
472634	Respireo™ SOFT Facial cuscino - M
472635	Respireo™ SOFT Facial cuscino - L

### Cuffia Univeo™

5 punti di regolazione per una buona stabilità periferica e una distribuzione omogenea della pressione.

472471	Cuffia Univeo™	Taglia unica
--------	----------------	--------------

### Raccordo girevole a 360°

Disponibile anche in versione Non Vented.



### Connettore

472483	Raccordo girevole
--------	-------------------

### Corpo maschera sottile e flessibile

Aderenza ottimale sul viso del paziente grazie al cuscinetto in silicone e alla flessibilità della parte frontale.

Codice	Descrizione	Taglia
472548	Respireo™ SOFT Facial	S
472549	Respireo™ SOFT Facial	M
472550	Respireo™ SOFT Facial	L
472551	Respireo™ SOFT Facial Non Vented	S
472552	Respireo™ SOFT Facial Non Vented	M
472553	Respireo™ SOFT Facial Non Vented	L

Guarda il video per ulteriori informazioni





Respireo  
Primo P

Semplice ed ergonomica

Respireo  
Primo P

**Confezione con  
cuscinetto in  
3 TAGLIE**

Disponibile in versione Vented e Non Vented, Respireo™ Primo P è una maschera a cuscinetti nasali **facile da utilizzare**. Grazie al suo **design ergonomico**, è una **soluzione minimalista** ideale per i pazienti affetti da claustrofobia, sensibili ai punti di pressione, o che cercano di mantenere la loro libertà e autonomia nelle attività quotidiane.

**Tubo rotante a 360°**

472214	Assieme tubo Respireo™ Primo P Vented x10
472215	Assieme tubo Respireo™ Primo P Non Vented x10

**Cuffia in tessuto  
traspirante**

Disegnata per evitare che scivoli dietro la testa, con doppia regolazione della cuffia (superiore e posteriore).

472213	Montaggio corpo principale Respireo™ Primo P x10
--------	--



**Perdite diffuse e silenziose**  
Disponibile anche nella versione Non Vented.



**Cuscinetto ergonomico**

Terminali con bordi larghi per una tenuta ottimale. Facile da montare grazie al sistema antisbaglio visivo e tattile.

472210	Cuscino Respireo™ Primo P x10	S
472211	Cuscino Respireo™ Primo P x10	M
472212	Cuscino Respireo™ Primo P x10	L

Guarda il video per ulteriori informazioni



Codice	Descrizione	Taglia
472105	Respireo™ Primo P	-
472106	Respireo™ Primo P Non Vented	-



Alnest **SOFT**  
Baby



Per il respiro dei piccoli esploratori

# Alnest **SOFT** Baby



**3 TAGLIE**


Le maschere Alnest™ SOFT Pediatrics™ sono state sviluppate **in collaborazione con pediatri** esperti al fine di soddisfare le specifiche esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. **Innovazione, comfort e praticità** d'uso sono i tre punti cardine di queste maschere.

La gamma Alnest™ SOFT Baby è indicata per bambini aventi peso compreso **tra i 3 e i 12 kg**, offre un design ergonomico che **si adatta alla delicata struttura ossea** e alla pelle sensibile dei neonati. I **materiali morbidi** garantiscono un livello ottimale di comfort senza parti rigide a contatto con la pelle.

### Regolazione della cuffia su 5 punti

Distribuisce in modo uniforme la pressione sulla testa per una stabilità ottimale.

472750	Cuffia Alnest™ SOFT Baby	XXS
472751	Cuffia Alnest™ SOFT Baby	XS
472752	Cuffia Alnest™ SOFT Baby	S



### Tubo e raccordo girevole a 360°

Disponibile anche nella **versione Non Vented**.

472749	Assieme tubo Pediatric Vented x10
472710	Assieme tubo Pediatric Non Vented x10



### Cuscinetto extra sottile

Senza parti rigide a contatto con la pelle, garantisce una tenuta ottimale riducendo i punti di pressione.

Codice	Descrizione	Taglia
472726	Alnest™ SOFT Baby	XXS
472727	Alnest™ SOFT Baby	XS
472728	Alnest™ SOFT Baby	S
472729	Alnest™ SOFT Baby Non Vented	XXS
472730	Alnest™ SOFT Baby Non Vented	XS
472731	Alnest™ SOFT Baby Non Vented	S

Guarda il video per ulteriori informazioni





# Alnest SOFT Child



**TAGLIA  
UNICA**

Quando crescono, i bambini cambiano e contemporaneamente anche i loro visi. La gamma Alnest™ SOFT CHILD è ideale per i **bambini aventi un peso compreso tra 12 e 25 kg** ed è stata progettata per adattarsi a **questa fase di sviluppo**.

### Regolazione della cuffia su 5 punti

Distribuisce in modo uniforme la pressione sulla testa per una stabilità ottimale.

472753 Cuffia Alnest™ SOFT Child Taglia unica

### Tubo e raccordo girevole a 360°

Disponibile anche nella versione Non Vented.

472749	Assieme tubo Pediatric Vented x10
472710	Assieme tubo Pediatric Non Vented x10

### Collegamento della cuffia tramite ganci

### Cuscinetto extra sottile

Interamente realizzata in silicone, si adatta alla morfologia del bambino garantendo una tenuta ottimale.

Guarda il video per ulteriori informazioni



## Alnest SOFT Child

Per il respiro dei piccoli esploratori

Codice	Descrizione	Taglia
472732	Alnest™ SOFT Child	Taglia unica
472733	Alnest™ SOFT Child Non Vented	Taglia unica



AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l  
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY  
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY  
Tel. +39 030.201.59.11  
it.medicaldevice.airliquide.com



Dispositivi medici di classe IIa CE0051.  
Leggere le istruzioni per l'uso.