

Touchscreen
intuitivo

Telemonitoraggio

Modalità di
reclutamento
polmonare

Oscillazioni
regolabili

Assistente
tosse
ed IPPB

3 programmi
rinominabili e
personalizzabili

Mobilità
e libertà:
autonomia
delle batterie
per 4 sessioni

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI	Peso	Misure
Stazione	1,6 kg	25 x 21 x 13 cm
Modulo	1,8 kg	24,5 x 14,5 x 10 cm
Schermo	7 pollici, touchscreen, a colori, HD	

REGOLAZIONI		
Modalità operative	INEX: Insufflazione Exsufflazione PRM: dispositivo per la terapia respiratoria	
Modalità di trattamento	Automatico / Manuale	
Monitoraggio	Ossimetro da polso	
Pressione inspiratoria	da 5 a 70 mbar	
Flusso inspiratorio	da 5 a 100 l/min.	
Rampa	da 1 a 3	
Tempo inspiratorio	da 0,5 a 5 sec.	Solo in modalità automatica
Trigger	OFF / AUTO / da 1 a 3	
Pausa	OFF / da 0,5 a 5 sec.	
PEEP	da 1 a 20 mbar	In modalità manuale / In modalità automatica con pausa attivata
Pressione espiratoria	da -70 a 0 mbar	
Oscillazioni	4-20 Hz / OFF	
Ampiezza	Bassa / Media / Elevata	
Autonomia	4 sessioni	

Codici di riferimento degli articoli

Denominazione	Codice EOVE
Pack supporto assistente tosse EOVE70	EO-SMD70PCK
EOVE 70 assistente tosse	EO-70SMD EUR
Docking station EOVE70	EO-DCK70
EOVE 70 modulo	EO-70SM
Pedale EOVE70	EO-70FSWITCH
Telecomando	EO-70H SWITCH
Cavo NONIN XPOD SpO ₂	EO-SPO2CBL
Batteria per EO-SWIND	EO-BATPCK
Cavo di alimentazione / ricarica	EO-PWRCHRG
Caricabatterie AC + CAB	EO-BATCHRG
Cavo di scarica della batteria	EO-BATCBL

Informazioni di contatto

EOVE
4 Boulevard Lucien Favre
64000 - Pau - France
www.device.airliquidehealthcare.com

Air Liquide Healthcare è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio, dei prodotti d'igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire ai suoi clienti, in un continuum di cure dall'ospedale al domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.

Dispositivo di tipo IIb. Marcatura CE.

 **Air Liquide** | EOVE-70
HEALTHCARE

Assistente tosse EOVE-70



Air Liquide Healthcare A tutela della vita delle persone più vulnerabili

Tutti i pazienti che soffrono di patologie croniche necessitano di un **sostegno costante e personalizzato**. Air Liquide Healthcare sviluppa **soluzioni** che:



Facilitano l'adozione di decisioni tanto in clinica quanto in ambulatorio, per formulare una diagnosi e avviare o modulare un trattamento.



Facilitano l'interazione tra il fornitore sanitario e le équipe mediche per identificare i pazienti a rischio, anticipare gli eventi e concentrare la propria attenzione sui più bisognosi.



Consentono di effettuare trattamenti quotidiani in tutta comodità, ma efficaci e attuabili presso il domicilio del paziente.


Accessibilità all'in-exsufflazione

EOVE-70 fornisce un'assistenza alla tosse, da +70 a -70 mbar, per aumentare il picco di flusso espiratorio al termine della sessione.




Treatment completo e polivalente

- ▶ Elevate performance con range della pressione da -70 a +70 mbar
- ▶ Diverse modalità di trattamento
 - ▷ In-exsufflazione
 - ▷ Reclutamento polmonare (PRM)
 - ▷ Possibilità di regolazione delle oscillazioni
- ▶ Accessori che si adattano a qualsiasi situazione: *touchscreen, pedale o telecomando, app per smartphone*
- ▶ Diverse alternative di trattamento: *3 programmi personalizzabili e rinominabili*



Interfaccia intuitiva

- ▶ Schermo 7" in alta definizione
- ▶ Semplicità di accesso alle regolazioni
- ▶ Monitoraggio dei parametri visualizzabile a schermo
- ▶ Trattamento manuale facilitato grazie al touchscreen




Il paziente al centro del trattamento

Utilizzabile a domicilio, presso gli studi di fisioterapia e in ospedale



Migliori condizioni di trattamento: libertà e mobilità

- ▶ Modulo di trattamento estraibile per un ingombro minimo e massima trasportabilità
- ▶ Batteria interna per un utilizzo il più vicino possibile al paziente, a prescindere dalle caratteristiche dell'ambiente circostante
- ▶ Autonomia delle batterie che consente di effettuare 4 sessioni
- ▶ App per smartphone Android con accesso alle regolazioni da parte dei medici



Follow-up del paziente

- ▶ Accesso remoto ai dati paziente tramite connessione Wi-Fi

