

SoCu H


Ampolla per aerosolterapia

Codici

Denominazione	Confezione singola	Confezione da 10 pezzi
SOCU H	471284	471288
SOCU H BASIC	471285	471289
SOCU H ADULT SET	471286	471290
SOCU H JUNIOR SET	471287	471291



cod. 810449 rev. 10/2024

 Air Liquide Medical Systems S.r.l.
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALIA
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALIA
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2000551
it.medicaldevice.airliquide.com

E' un dispositivo medico CE 0051
Materiale riservato ai soli operatori sanitari.

SoCu H

L'ampolla per aerosolterapia **SoCu H** è una soluzione pratica ed efficace per la terapia inalatoria in ambito ospedaliero, specifica per le **basse vie aeree** (MMAD < 5 micron).

E' realizzata in materiali sicuri che non contengono lattice, ftalati e Bisfenolo A.



Ampolla SoCu H

solo 2 pezzi
facile e veloce
da assemblare

chiusura a scatto



possibilità di connessione
a filtri antibatterici con
attacco 22F



scala graduata ben visibile



Le maschere sono disponibili in 2 misure
(adulti e pediatrica)

- trasparenti
- senza clip metallica
- dotate di elastico

Kit paziente con ampolla SoCu H

SoCu H è disponibile in diversi kit monopaziente per adulti e bambini che includono i diversi accessori compatibili: boccaglio, nasale e maschere oronasali a seconda della configurazione.

SoCu H - Configurazioni

SOCU H

- ampolla
- boccaglio
- nasale
- tubetto 2m
- connettore



SOCU H Basic

- ampolla
- boccaglio
- tubetto 2m
- connettore



Disponibile
anche in
confezione
da 10

SOCU H Junior Set

- ampolla
- maschera pediatrica
- elastico
- boccaglio
- tubetto 2m
- connettore



SOCU H Adult Set

- ampolla
- maschera adulto
- elastico
- boccaglio
- tubetto 2m
- connettore

