

# NEBULA

---

## smart

Aerosolterapia facile e completa



**Essenziale:** design compatto e salvaspazio,  
set di accessori semplificato



**Comfort acustico migliorato:** suono ovattato e più discreto



**Affidabilità** e professionalità del marchio Nebula



**Made in Italy:** interamente progettato e prodotto in Italia  
con materiali di alta qualità



**Nebula Smart** grazie al nuovo design **compatto e salvaspazio** è l'ideale per chi ha poco spazio e non vuole rinunciare alla **qualità della nebulizzazione**.

Nebula Smart rappresenta una soluzione modulare e completa per l'**aerosolterapia quotidiana di tutta la famiglia**, permettendo il trattamento di tutte le affezioni respiratorie tramite una terapia topica e riducendo gli effetti collaterali rispetto alla terapia sistemica grazie alle due ampole in dotazione:

- **Rinowash:** doccia nasale micronizzata per il trattamento delle **alte vie respiratorie**
- **SoCu:** ampolla nebulizzatrice per le **basse vie aeree** caratterizzata da un'elevata performance in termini di RDDR

## SoCu

L'ampolla **SoCu**, presente nel nuovo Nebula, riesce a nebulizzare una quantità di farmaco utile nello stesso lasso tempo, **superiore** rispetto alle ampole della generazione precedente, con **un incremento RDDR del 100%**.

**NEW** RDDR elevato



Scopri di più



**Sicura:**

materiali senza lattice, ftalati e BPA



**Semplice** da assemblare:

solo 3 componenti

**Set di accessori** completo:

- Maschera pediatrica
- Maschera adulti
- Boccaglio e nasale
- Tubetto e filtri
- Busta porta accessori



**Studi condotti presso l'Università di Parma**

**Mefar2000\***

32.04 µl/min

**SoCu**

66.22 µl/min

\*e tutte le nostre ampole della stessa generazione

## rinowash

Rinowash è la **doccia nasale micronizzata per la terapia aerosolica** per eccellenza, progettata per il trattamento delle affezioni delle alte vie respiratorie garantendo la deposizione del farmaco o della soluzione salina in tutta la cavità nasale fino al rinofaringe.



Estremità in morbido silicone



**Terapia veloce:** atomizza 15 ml di soluzione in meno di 2 minuti



Utilizzabile fin dalla prima età senza controindicazioni



**RinoAPP:** L'applicazione che trasforma l'uso di Rinowash in un momento sereno e interattivo per i pazienti più piccoli, migliorandone la compliance.



Scopri di più

### Codici prodotto

|        |                 |                                                |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|
| 401201 | Nebula Smart    | Sistema per aerosolterapia con Rinowash e SoCu |
| 471221 | Rinowash        | Doccia nasale micronizzata                     |
| 471280 | SoCu            | Ampolla con boccaglio e nasale                 |
| 471281 | SoCu Basic      | Ampolla con boccaglio                          |
| 471282 | SoCu Adult set  | Ampolla con maschera adulti e boccaglio        |
| 471283 | SoCu Junior set | Ampolla con maschera pediatrica e boccaglio    |

### Contatti

Air Liquide Medical Systems S.r.l.  
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - Italy  
Plant: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - Italy  
Tel. +39 030 20159.11 - it.medicaldevice.airliquide.com

Website



**Air Liquide**  
HEALTHCARE

Sono dispositivi medici CE0051.

Air Liquide Healthcare è leader mondiale nel settore dei gas medicali, dell'assistenza sanitaria domiciliare, dei prodotti per l'igiene e degli ingredienti specifici per la sanità. L'obiettivo della società è di fornire ai clienti continuità nelle terapie, dall'ospedale al proprio domicilio con prodotti medicali, ingredienti speciali e servizi che contribuiscono a proteggere le vite vulnerabili.