Air Liquide HEALTHCARE | DISTANZIATORI

SPATIAL
Camere distanziatrici



L'utilizzo della **camera distanziatrice** è raccomandato dalle Linee Guida Internazionali per la corretta **terapia dell'asma** con spray predosati (MDI) ed è consigliato per la corretta deposizione del farmaco nelle vie aeree inferiori.

SPATIAL

Camera distanziatrice per uso ospedaliero

La gamma di distanziatori Spatial è la soluzione ideale per eseguire la **terapia dell'asma con spray predosati** in contesto ospedaliero.

- Valvola unidirezionale a bassa resistenza di tipo duckbill
- Materiale completamente antistatico
- Innesto universale per tutti gli spray predosati
- Volume della camera contenuto
- BPA free





- 3 versioni disponibili:
  - con boccaglio (sterilizzabile)
  - con maschere pediatrica e adulti (monopaziente)

Descrizione	Codice
SPATIAL boccaglio	471752
SPATIAL con maschera grande	471751
SPATIAL con maschera piccola	471750

SPATIAL Tracheo

Camera distanziatrice per tracheostomia

Spatial Tracheo è stato disegnato per la **terapia dell'asma** nei pazienti **con tracheostomia**. Garantisce un inserimento scorrevole nella cannula e una facile rimozione.



- Misura unica per adulti e bambini
- Con connettore per cannula tracheostomica da 15 mm.
- Materiale completamente antistatico
- Innesto universale per tutti gli spray predosati
- Uso monopaziente



Descrizione	Codice
SPATIAL TRACHEO	471759

Contatti

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via dei Prati 62
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2000551
it.medicaldevice.airliquide.com

E' un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

cod. 810444 11/2024

graphic: www.cristinaferretti.com

Air Liquide HEALTHCARE